


Anticorpo Policlonal De Coelho Ppil2 Para Wb, Elisa - Q13356

Número do item: CM0027240



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PPIL2 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar a função da ligase de ubiquitina no splicing e na degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho PPIL2 (pAb)
Observações/Apelido	CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyp-60; PPIL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23759
GeneID	23759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PPIL2 humano (NP_680481.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q13356
Peso Proteico	59kDa
Envio	Em saco de gelo