


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Ppil4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wua2

Número do item: CM0024567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PPIL4 para detecção da Peptidil-prolil cis-trans isomerase-like 4 de 57kDa em amostras humanas. Validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPIL4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HDCME13P; PPIL4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85313
GeneID	85313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-492 da PPIL4 humana (NP_624311.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUA2
Peso da Proteína	57kDa
Transporte	Bolsa de gelo