

Anticorpo Policlonal De Coelho Ppl Para Wb, If-P, Elisa - O60437

Número do item: CM0018080



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Periplakin (PPL) validado para WB, IF-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a biologia do envelope cornificado e dos desmosomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPL Rabbit pAb
Observações/Apelido	PPL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5493
GeneID	5493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do PPL humano (NP_002696.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60437
Peso da Proteína	205kDa
Envio	Saco com gelo