

Mab De Coelho Anti-Ppm1G Para Wb E Elisa - 015355

Número do item: CM0003623

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à PPM1G humana (PP2Cγ). Validado para WB e ELISA, este anticorpo detecta uma fosfatase de 59kDa envolvida na sinalização celular. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-PPM1G
Observações/Alias	PP2CG; PPP2CG; PP2CGAMMA; PPM1G
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5496
GeneID	5496
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 301-450 da PPM1G humana (015355)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O15355
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)