


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp1Cc Para Wb E Elisa - P36873

Número do item: CM0022179



introdução

PPP1CC Rabbit pAb, um anticorpo policlonal contra a subunidade catalítica gama da proteína serina/treonina fosfatase PP1 humana. Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisas sobre ciclo celular, ritmo circadiano e vias MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PPP1CC Rabbit pAb
Observações/Alias	PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC
Espécie	Humana
GeneID	5501
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 da PPP1CC humana (NP_002701.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P36873
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Bolsa de gelo