


Anticorpo Policlonal De Coelho Prkar1A (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P10644

Número do item: CM0016684



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PRKAR1A humano, validado por knockout, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Uso em pesquisa para a via de sinalização de cAMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PRKAR1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5573
GeneID	5573
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do PRKAR1A humano (NP_002725.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10644
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo