

Anticorpo Policlonale De Coelho Prmt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Número do item: CM0017484



introdução

Anticorpo Policlonale de Coelho PRMT1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Alvo da Proteína arginina N-metiltransferase 1 (UniProt: Q99873). Ideal para pesquisa epigenética e de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRMT1 pAb de Coelho
Observações/Alias	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3276
GeneID	3276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-371 da PRMT1 humana (NP_001527.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99873
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo