

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Progesterona Para Aplicações Em Db E Elisa - A26215

Número do item: CM0009733

introdução

O anticorpo monoclonal de coelho contra progesterona (N.º de catálogo A26215) é um reagente independente da espécie, adequado para dot blot (DB) e ELISA. Este anticorpo permite a deteção de progesterona no desenvolvimento de ensaios hormonais e na investigação diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Progesterona
Observações/Alias	Progesterona
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes à progesterona.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente da espécie
Envio	Bolsa de gelo