


Proteassoma 20S Lmp7 Pab De Coelho - P28062

Número do item: CM0021742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade LMP7 do Proteassoma 20S humano (PSMB8, 30 kDa). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre imunoproteassomas e processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteassoma 20S LMP7 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteassoma 20S LMP7
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5696
GeneID	5696
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 167-276 do Proteassoma 20S LMP7 humano. (NP_683720.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28062
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo