

Proz Rabbit Pab - P22891

Número do item: CM0023966



introdução

Anticorpo policlonal que visa a proteína Z dependente da vitamina K. Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de coagulação e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROZ Rabbit pAb
Observações/Apelido	PZ; PROZ
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8858
ID do Gene	8858
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-340 do PROZ humano (NP_003882.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22891
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo