


Mab De Coelho Anti-Prpf31 Para Wb, Elisa - Q8Wwy3

Número do item: CM0007011



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Prp31 da snRNP U4/U6, uma proteína central do spliceossomo. Validado para aplicações de WB e ELISA com amostras humanas; 55 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-PRPF31
Observações/Apelidos	RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	26121
GeneID	26121
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 da PRPF31 humana (Q8WWY3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q8WWY3
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo