


Mab Coelho De Prpf4 - O43172

Número do item: CM0006669



introdução

O mAb coelho de PRPF4 é um anticorpo monoclonal que alvo o PRPF4 humano (proteína U4/U6 snRNP de 60 kDa). Validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de splicing e estudos de retinite pigmentosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho de PRPF4
Observações/Alias	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4
Espécie	Humano
ID do Gene	9128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 450-522 do PRPF4 humano (NP_004688.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43172
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo