


Prpf8 Pab De Coelho - Q6P2Q9

Número do item: CM0025533



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRPF8 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPF8 pAb de coelho
Observações/Alias	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10594
GeneID	10594
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência nos aminoácidos 1-100 do PRPF8 humano (NP_006436.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P2Q9
Peso da Proteína	274kDa
Envio	Bolsa de gelo