

Anticorpo Policlonal Coelho Prrt2 Para Wb E Elisa - Q7Z6L0

Número do item: CM0024422

introdução

Anticorpo Policlonal Coelho PRRT2 validado para WB e ELISA. Reage com PRRT2 humano e de rato, um regulador da libertação de neurotransmissores envolvido na transmissão sináptica. Ideal para investigação em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho PRRT2
Observações/Alias	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	112476
GeneID	112476
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-130 do PRRT2 humano (NP_660282.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q7Z6L0
Peso Proteico	35kDa
Envio	Em saco de gelo