

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Pseudouridina / 5-Ribosiluracila Para Aplicações De Db E Elisa

Número do item: CM0000045

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico contra pseudouridina (5-ribosiluracila) para aplicações de dot blot e ELISA. Ideal para pesquisas de epitranscriptômica e análise de modificação de RNA. Disponível na CamelBio como matéria-prima IVD confiável.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Pseudouridina / 5-ribosiluracila mAb de Coelho                            |
| ID do Gene (CAS)    | CAS: 1445-07-4                                                            |
| Imunógeno           | Compostos químicos correspondentes a Pseudouridina / 5-ribosiluracila / Y |
| Fonte               | Coelho                                                                    |
| Categoria           | Outros Anticorpos Modificados                                             |
| Aplicação           | DB, ELISA                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Independente de espécie                                                   |
| Envio               | Saco com gelo                                                             |