

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Pseudouridina (5-Ribosil-Uracilo) Para Dot Blot E Elisa

Número do item: CM0000042

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra pseudouridina/5-ribosil-uracilo, um nucleosídeo modificado. Validado para dot blot e ELISA com reatividade independente de espécie. Ideal para aplicações de pesquisa em epitranscriptômica e diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pseudouridina / 5-ribosil-uracilo pAb de Coelho
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes à Pseudouridina / 5-ribosil-uracilo / Y
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Em saco de gelo