


Anticorpo Coelho Pab Psma7 - O14818

Número do item: CM0025814



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PSMA7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Alvo da subunidade alfa do proteassoma tipo-7, 28kDa, envolvido na degradação de proteínas e regulação celular. Ideal para pesquisa de proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Coelho pAb PSMA7
Observações/Apelido	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5688
GeneID	5688
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-248 do PSMA7 humano (NP_002783.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O14818
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de Gelo