


Anticorpo Policlonal De Coelho Psmc3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17980

Número do item: CM0020199



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PSMC3 validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Detecta PSMC3 humano, de camundongo e rato, uma subunidade reguladora chave do proteassomo 26S. Ideal para estudos da via ubiquitina-proteassomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMC3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5702
ID do Gene	5702
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da PSMC3 humana (NP_002799.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17980
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo