


Anticorpo Policlonico De Coelho Psmd12 Para Wb, Elisa - 000232

Número do item: CM0029241



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho PSMD12 validado para WB e ELISA. Detecta PSMD12 (subunidade reguladora não-ATPase do proteassoma 26S 12) humano, de camundongo e de rato, um componente chave do sistema ubiquitina-proteassoma. Ideal para pesquisa de proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD12 Rabbit pAb
Observações/Alias	p55; Rpn5; STISS; PSMD12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5718
ID do Gene	5718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 197-456 da PSMD12 humana (NP_002807.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00232
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de gelo