


Anticorpo Monoclonal De Coelho Psmd14 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00487

Número do item: CM0005148



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o PSMD14 humano (UniProt O00487), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a função do proteassoma, degradação de proteínas e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD14 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10213
GeneID	10213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 112-210 do PSMD14 humano (O00487)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00487
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo