


Psmd8 Rabbit Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - P48556

Número do item: CM0028246



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSMD8, uma subunidade reguladora não ATPase do proteassoma 26S. Validado em aplicações de WB, IF/ICC e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos da via ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSMD8 Rabbit pAb
Observações/Alias	S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5714
GeneID	5714
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-350 da PSMD8 humana (NP_002803.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48556
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo