

Anticorpo Monoclonal De Coelho PspH Para Wb, Elisa - P78330

Número do item: CM0007164



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PSPH de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a fosfoserina fosfatase, uma enzima chave na biossíntese da L-serina. Ideal para estudos de metabolismo e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSPH mAb de Coelho
Observações/Apelidos	PSP; PSPHD; PSPH
Espécie	Humano
ID do Gene	5723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 da PSPH humana (NP_004568.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78330
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo