

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ptbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Número do item: CM0008252



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PTBP1 humano (hnRNP I), validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PTBP1 humano e de camundongo, banda esperada em 60kDa. Ideal para estudos de splicing de RNA e regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PTBP1 de coelho
Observações/Apelidos	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNPI, HNRNP-I, PTBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5725
GeneID	5725
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da proteína PTBP1 humana (P26599)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P26599
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Embolsa de gelo