


Ptbp2 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uka9

Número do item: CM0026986



introdução

PTBP2 pAb de coelho é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P e ELISA, direcionado ao PTBP2 humano, com reatividade cruzada para camundongo e rato; ideal para pesquisa de splicing e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTBP2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58155
GeneID	58155
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do PTBP2 humano (NP_001287918.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKA9
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo