

Ptpn22 Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R2

Número do item: CM0012883



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à PTPN22 (LYP), um regulador negativo chave da sinalização do TCR. Ideal para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato para estudo de doenças autoimunes e sinalização imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPN22 Coelho pAb
Observações/Apelido	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
Espécie	Humano
GeneID	26191
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 da PTPN22 humana (NP_036543.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y2R2
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo