


Anticorpo Policlonal De Coelho Ptpn5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P54829

Número do item: CM0019337



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PTPN5 (STEP) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Alvo-chave da fosfatase em vias de plasticidade sináptica e sobrevivência neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPN5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STEP; STEP61; PTPSTEP; PTPN5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84867
GeneID	84867
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-307 do PTPN5 humano (NP_116170.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54829
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo