

Anticorpo Policlonal De Coelho Ptpra Para Wb E Elisa - P18433

Número do item: CM0015286



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PTPRA humano, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta PTPRA de rato e camundongo, adequado para pesquisa de sinalização de integrina e adesão focal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRA Coelho pAb
Observações/Apelido	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; PTPRA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5786
ID do Gene	5786
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 175-295 do PTPRA humano (NP_543030.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P18433
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Bolsa de Gelo