


Anticorpo Policlonal De Coelho Ptprg Para Wb E Elisa - P23470

Número do item: CM0016035



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PTPRG de alta qualidade validado para WB e ELISA. Produzido contra PTPRG humano recombinante (aa 250-450). Detecta PTPRG humano, de camundongo e de rato, uma fosfatase proteica tirosina do tipo receptor com peso molecular de 162 kDa. Ideal para pesquisa de fosfatases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRG pAb de Coelho
Observações/Apelido	PTPG; HPTPG; RPTPG; R-PTP-GAMMA; PTPRG
Espécie	Humano
ID do Gene	5793
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-450 do PTPRG humano (NP_002832.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23470
Peso da Proteína	162kDa
Envio	Saco de gelo