


Anticorpo Policlonal De Coelho Ptpro Para Wb E Elisa - Q16827

Número do item: CM0028521



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PTPRO humano (Fosfatase de tirosina-proteína do tipo receptor O) validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa de doença renal e transdução de sinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PTPRO Coelho pAb
Observações/Apelido	NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5800
ID do Gene	5800
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-300 do PTPRO humano (NP_109592.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q16827
Peso da Proteína	138kDa
Envio	Bolsa de gelo