

Anticorpo Monoclonal De Coelho Puma Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bxh1

Número do item: CM0010206



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho PUMA de alta especificidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Atua no modulador de apoptose up-regulado por p53, fundamental para pesquisas sobre câncer e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PUMA Rabbit mAb
Observações/Apelidos	JFY1; PUMA; JFY-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27113
Imunógeno	Peptídeo Sintético (aminoácidos 100-193 da PUMA humana, NP_055232.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXH1
Peso da Proteína	18kDa
Transporte	Saco de gelo