

Anticorpo Policlonal De Coelho Puma Para Wb - Q96Pg8/Q9Bxh1

Número do item: CM0020025

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PUMA validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Detecta múltiplos isoformas de PUMA (10-26 kDa) para pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho PUMA
Observações/Apelido	JFY1; PUMA; JFY-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27113
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-131 do PUMA humano (NP_001120713.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PG8/Q9BXH1
Peso Molecular da Proteína	10kDa/14kDa/20kDa/26kDa
Transporte	Saco de Gelo