

Puromycin Rabbit Pab - Cas:58-58-2

Número do item: CM0019707

introdução

Puromycin Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho desenvolvido contra puromicina. Adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada independente de espécies, este anticorpo serve como uma ferramenta para o estudo da síntese proteica e seleção baseada em puromicina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Puromycin Rabbit pAb
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	CAS:58-58-2
ID do Gene	CAS:58-58-2
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes à Puromicina
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécies
Envio	Saco de gelo