


Anticorpo Policloal Pygb De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11216

Número do item: CM0029046



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PYGB humano (glicogênio fosforilase cerebral). Adequado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta PYGB humano, de camundongo e rato com peso molecular previsto de 97 kDa. Ideal para estudos de metabolismo do glicogênio e homeostase energética cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PYGB Rabbit pAb
Observações/Alias	GPBB; PYGB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5834
ID do Gene	5834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 544-843 do PYGB humano (NP_002853.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11216
Peso Molecular da Proteína	97kDa
Envio	Bolsa de gelo