


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rab10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61026

Número do item: CM0006944



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-RAB10 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta RAB10 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre tráfego intracelular e transporte de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RAB10 mAb de Coelho
Observações/Alias	RAB10; proteína Rab-10 relacionada a ras; RAB10 [validado por KD]
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10890
ID do Gene	10890
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 101-200 de RAB10 humano (NP_057215.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61026
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Embalagem de gelo