

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rab34 Para Wb, Elisa - P0Di83/Q9Bzg1

Número do item: CM0014673

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RAB34 humano, validado para WB e ELISA. Detecta múltiplas isoformas em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de função nucleolar e splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RAB34
Observações/aliás	RAH; NARR; RAB39; RAB34
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	83871
ID do gene	83871
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-259 da RAB34 humana (NP_114140.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P0Di83/Q9BZG1
Peso da proteína	21 kDa/28 kDa/29 kDa
Envio	Bolsa de gelo