

Rab3D Rabbit Pab Para Wb, Elisa - O95716

Número do item: CM0017225



introdução

RAB3D Rabbit pAb (O95716) é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. A banda prevista é de 24 kDa. Ideal para estudar a Rab-3D no tráfego de membranas e na exocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB3D Rabbit pAb
Observações/Apelido	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
Espécie	Humana
GeneID (humano)	9545
GeneID	9545
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-219 da RAB3D humana (NP_004274.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O95716
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo