

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-4-Hidroxinonenal (4-Hne) Para Citometria De Fluxo Intracelular

Número do item: CM0000052

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao 4-Hidroxinonenal (4-HNE), um marcador chave de peroxidação lipídica. Validado para citometria de fluxo intracelular com reatividade independente de espécie. Fornecido como matéria-prima IVD para desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-4-Hidroxinonenal de coelho
Observações/Apelido	4-HNE
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes ao 4-Hidroxinonenal.
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Transporte	Bolsa de gelo