

Anticorpo Monoclonal De Coelho Abflo 488 Anti-4-Hidroxinonenal (4-Hne) Para Citometria De Fluxo Intracelular

Número do item: CM0000027

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 488 fluorescente direcionado ao marcador de peroxidação lipídica 4-Hidroxinonenal (4-HNE). Ideal para citometria de fluxo intracelular (FC intra) com reatividade independente de espécie, apoiando a pesquisa de estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-4-Hidroxinonenal
Observações/Apelido	4-HNE
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes ao 4-Hidroxinonenal
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Em saco de gelo