

Anticorpo Monoclonal Anti-Atf5 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2D1

Número do item: CM0008457

introdução

Anticorpo monoclonal anti-ATF5 de coelho para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato, este anticorpo tem como alvo o fator de transcrição ATF5, crítico para a sobrevivência e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATF5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ATFX; HMFN0395; ATF5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22809
GeneID	22809
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 183-282 do ATF5 humano (Q9Y2D1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2D1
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo