

Coelho Anticorpo Policlonal Anti-Bgat (Abo) Para Wb E Elisa - P16442

Número do item: CM0023913



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BGAT humano (transferase ABO) validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de antígenos do grupo sanguíneo ABO.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BGAT pAb de Coelho
Observações/Apelido	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
Espécie	Humano
GeneID	28
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 54-354 do BGAT humano (NP_065202.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16442
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo