


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Calca Para Aplicações De Pesquisa Wb E Elisa - P01258 / P06881

Número do item: CM0015934



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CALCA humano (calcitonina), validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo de cálcio e sinalização hormonal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CALCA pAb de Coelho
Observações/Apelido	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alfa, CALCA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	796
GeneID	796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-141 do CALCA humano (NP_001029124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01258 / P06881
Peso da Proteína	13kDa / 15kDa
Envio	Saco de gelo