

Coelho Anti-Gato Cd27 Anticorpo Monoclonal - Cd27

Número do item: CM0010137

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD27 de gato para aplicações de citometria de fluxo. O imunogênio abrange os aminoácidos 20-191 do CD27 felino; nenhuma reatividade cruzada com outras espécies relacionada. Ideal para estudos imunológicos felinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-gato CD27 mAb
Espécie	Gato
ID de Gene (Humano)	939
ID de Gene	101091633
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-191 do CD27 de gato (XP_011282025.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Gato
Envio	Saco de gelo