


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Gato Cd8 Alfa Para Fc - P41688

Número do item: CM0004404



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD8 alfa felino, validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de linfócitos T em modelos felinos. Especificidade de alvo para UniProt P41688.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Gato CD8 alfa
Observações/Alias	CD8A
Espécie	Gato
GeneID (Humano)	925
GeneID	493799
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 25-186 do CD8 alfa de gato (NP_001009843.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Gato
SWISS	P41688
Peso da Proteína	32-34 kDa
Transporte	Bolsa de gelo