


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Gato Cd8 Alfa Para Citometria De Fluxo - P41688

Número do item: CM0004508



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD8 alfa felino, adequado para citometria de fluxo (FC). Facilita o estudo das respostas de células T CD8+ e células NK na pesquisa de imunologia felina. Reage especificamente de forma cruzada com gato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal Coelho anti-Gato CD8 alfa
Observações/Apêndice	CD8A
Espécie	Gato
GeneID (Humano)	925
GeneID	493799
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-186 do CD8 alfa felino (NP_001009843.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Gato
SWISS	P41688
Peso Proteico	32-34kDa
Envio	Saco de Gelo