

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cc2D1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P1N0

Número do item: CM0024841

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CC2D1A humana, validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre regulação genética, função sináptica e sinalização PI3K.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CC2D1A Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Lgd2; MRT3; TAPE; Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; CC2D1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54862
GeneID	54862
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da CC2D1A humana (NP_060191.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P1N0
Peso Proteico	104kDa
Envio	Bolsa de gelo