


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd14 Para Citometria De Fluxo - P08571

Número do item: CM0004334



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-CD14 conjugado com para citometria de fluxo. Detecta CD14 em monócitos/macrófagos humanos e de macaco-cinomolgo. Correceptor de LPS; crítico para pesquisas de imunidade inata. Peso molecular: 40 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD14
Observações/Apelido	CD14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	929
GeneID	929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-352 do CD14 humano (NP_000582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cinomolgo
SWISS	P08571
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo