


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd62E/E-Selectina Para Wb, Fc, Elisa - P16581

Número do item: CM0006597



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD62E/E-Selectina humana validado para WB, FC, ELISA. Imunogênio recombinante, detecta banda de 66kDa. Adequado para estudos de adesão leucocitária e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD62E/E-Selectina
Observações/Apelido	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6401
GeneID	6401
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-230 da CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16581
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo