


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01732

Número do item: CM0012511



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD8a humano, conjugado com , para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas e de macaco cinomolgo. Ideal para perfilamento de células imunológicas em pesquisa de imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano/Macaco CD8a
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; CD8alfa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Imunogênio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-182 do CD8a humano (NP_001759.3))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envio	Em saco de gelo