

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddddk-Tag - Ddddk-Tag

Número do item: CM0010690

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao DDDDK-tag para citometria de fluxo intracelular. O reconhecimento do tag independente da espécie permite designs experimentais flexíveis em diversos sistemas-modelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-DDDDK-Tag
Observações / Alias	DDDDK; tag DDDDK; DDDDK-tag
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente ao tag DDDDK
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF (intracelular)
Reatividade cruzada	Independente da espécie
Transporte	Bolsa de gelo