

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cão Cd19 - Cd19

Número do item: CM0004723

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD19 canino, um antígeno de superfície de células B. Projetado para aplicações de citometria de fluxo (FC) em pesquisas de imunologia canina. Reage cruzadamente com cão. Adequado para coloração de imunofluorescência direta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Cão CD19 mAb
Observações/Apelido	CD19
Espécie	Cão
ID do Gene (Humano)	930
ID do Gene	607898
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Cão
Envio	Saco de gelo